


Til patienter og pårørende

Topi-gel til behandling af ar

Ergoterapi



Patientinformation

Fysio- og Ergoterapi



Anvendelse

Topi-gel bruges til kraftige ar efter skade, operation m.m.

Konsekvent brug af gelen kan reducere arret. Geleen bør dække arret fuldstændigt og skal rage ca. 1/2 cm ud over kanten af arret hele vejen rundt.

Geleen kan tildækkes med et plaster eller en forbinding for at undgå, at den hænger i tøjet. Tildækning øger også geleens holdbarhed.

Geleen skal bruges hele døgnet. Den bruges i en periode på ca. 8-12 uger.

Rengøring

Det er vigtigt at foretage en rengøring af geleen og det hud-område, som behandles.

To gange i døgnet dvs. hver 12. time, vaskes ar og gel i en mild sæbeopløsning. Geleen tørrer og påsættes herefter. Undgå at strække i geleen, når du placerer den på arret.

Allergisk reaktion

Det er vigtigt, at du er opmærksom på evt. allergisk reaktion. Det kan være fugtig opløsning af huden eller kløe.

Der gøres opmærksom på, at allergisk reaktion kan opstå, hvis geleen ikke vaskes omhyggeligt, eller hvis den har siddet for stramt ind til huden.

Kontakt ergoterapeuten ved evt. allergisk reaktion.

Kolding Sygehus
Fysio- og Ergoterapi
Sygehusvej 24 . 6000 Kolding
Tlf. 7636 2832
www.koldingsygehus.dk

Kommentar, ris og ros.

Du er altid velkommen til at kontakte os med kommentar, ris eller ros.

Send sikker mail til Fysio- og Ergoterapi via dette link:
www.sygehuslillebaelt.dk/wm468503